



www.hanilmedipia.co.kr

고주파 자극기 SERAPIS (DH-5000)



고주파 자극기의 원리

인체 내에 고주파수의 전기에너지가 가해지면 전류의 방향이 바뀔 때마다 조직을 구성하는 분자들이 진동하면서 서로 마찰하게 되어 뒤틀림, 회전·충돌 운동에 의해 생체 열에너지(심부열)로 변환되어 조직의 온도를 상승시켜 세포의 기능을 증진시키며, 감각신경 및 운동신경을 자극하지 않고 신체조직 안의 특정부위를 가열 시킬 수 있다.

근육에 대한 관리

심부 투열 관리 → 근 골격계의 통증을 완화

- 심부 투열을 45°C 이상으로 올려주면서 건의 단단함이 매우 빠르게 이완됨.
- 근육위의 피부온도가 상승되면서 근신경섬유의 흥분 발사율이 감소.
- 알파 운동 신경섬유의 활성이 감소되어 통증 완화에 의해 근경축을 감소.

DH-5000의 특징

- 바디 플레이트 없이 4극 도자 사용
- 심부열전도의 안정감 제공
- 부드러운 느낌의 정교함
- 간편한 디스플레이 채택



고주파치료의 효과

- 신진대사의 활성화 (원기회복 및 기력증진)
- 통증개선 탁월 (심부 생체열을 발생시켜 혈류량 증가, 세포기능 활성화)
- 안정성 (시술 후 부작용 및 사고 건수 제로)
- 환자만족도 증가 (편안하게 시술 후 바로 효과 확인 가능)
- No pain, No Surgical risk (신경, 근육, 뼈, 피부조직에 해가 없다.)
- 해독 및 배출 기능 개선으로 피부탄력 증가 (건선, 아토피 개선 효과)
- 오장육부 내장기능 활성화로 변비 및 자궁질환 개선 효과

Tel. 02)467-3575 Fax. 02)467-3574

서울특별시 광진구 용마산로 16길 9 (중곡동, 1층)