

[IN-2300]

간섭전류형저주파자극기

TENS 석션 호환 가능

인체에 피부저항이 적은 두 종류의 저주파 전류에서 생기는 간섭 주파수인 저주파 전류를 이용하여 사용부위에 자극하는 석션형 2인용 기기입니다.

TENS 소모품



TENS 패드



TENS 석션컵



TENS 케이블



제품 구성

본체 1ea / AC코드 1ea / 흡인도자줄 2ea / 흡인도자컵 8ea / 원형수지필프 8ea

제품 특징

제로 스타트 기능 / 최종 셋팅값 저장기능 / 과전류 보호장치 / 설정시간 완료시 부저 울림
전기충격에 대한 보호형식 및 보호정도: 1급기기 BF 형장착부

제품 사양

정격전압 / 정격주파수: AC 220V / 60Hz

소비전력: 80VA

간섭고정주파수: 4000Hz / 간섭변동주파수: 3750Hz~4000Hz

간섭주파수(변조주파수): 0 ~ 250Hz

AUTO주파수: AUTO-1 = 0~10Hz, AUTO-2 = 0~30Hz, AUTO-3 = 0~70Hz, AUTO-4 = 0~100Hz, AUTO-5 = 0~150Hz
AUTO-6 = 0~250Hz, AUTO-7 = 20~50Hz, AUTO-8 = 30~100Hz, AUTO-9 = 50~130Hz,
AUTO-10 = 70~150Hz, AUTO-11 = 90~250Hz

출력전류: 4000Hz=70mA

최대흡인진공도: 최대 진공압력은 34KPa, 오차범위± 30% 이내

흡인진공주기: 진공 해제 = 1.3sec

진공 타임: 1.5sec, 2.0sec, 2.5sec, 3.0sec, 4.0sec, 5.0sec, auto타임,
연속진공 / auto타임: 진공 해제 = 1.3sec 진공 타임 = 5.0sec, 1.0sec

출력모드: 3가지(연속모드, 단속모드, 교차모드)

사용시간(타이머): 1~60분

규격(mm): (W)516 * (D)355 * (H)145 / 8kg