

세트별 구성



스펙

Item Name	3등급의료용조합자극기
Model Name	VESTA-1000
Power Source	AC220V, 50/60Hz
Power Consumption	250VA
Operating Modes	RET Radio Frequency - Monopolar / Bipolar Low Frequency
Timer	0 - 60mins
Dimensions	407mm(W) * 390mm(D) * 205mm(H)



VESTA

M&R Therapy

MFR & RET RF THERAPY SYSTEM

심부열근막이완도수치료

근막이완요법에
열이 깃들다





프리미엄 도수치료
VESTA

VESTA
M&R Therapy
MFR & RET RF THERAPY SYSTEM

VESTA 란?

전기도수치료에 최적화된 장비입니다.

MFR 테크닉과 RET RF 심부열 치료를 동시에 적용하는 M&R Therapy와 매직글러브를 장착한 LF 전기도수치료를 가능하게 합니다.

• M&R Therapy

몸의 균형을 회복시키는 MFR *Myofascial Release	고출력 노스팍 RET RF *Resistive Electric Transfer Diathermy
• 효과적인 근막유착 이완 • 통증 제거 • ROM 개선	• 자연치유과정 촉진 • 조직의 항염증화 • 건강한 근막 회복

• MFR과 RET가 만나 짧은 시간 더욱 강력해진 치유 효과

MFR이 RET를 만나면?	RET가 MFR을 만나면?
• MFR 툴만을 과도하게 사용할 때 나타나는 고통과 점상출혈을 현저히 감소 • 근막이완(MFR) 후 노폐물과 독소 배출을 촉진	• 심부근막까지 열과 함께 물리적인 자극을 전달 • 적극적인 치료로 통증의 원인을 빠르게 제거 • 짧은 시간안에 근막 유착을 해소

• LF 전기도수치료 (LF Electrical Manipulation)

매직글러브로 근육 수축을 유발시켜 치료사의 에너지 소모 최소화

적용분야

- 근육근막성 발통점 Trigger Points (TrPs)
- 근골격계 질환
- 운동 기능 저하
- 섬유근육통
- 신경 기능 장애
- 스트레스 및 진통
- 근육 및 관절 염증
- (스포츠)재활치료 및 관리보조


최적화된 모드와 프로브

VESTA 하나면,
더 짧은 시간! 더 편안하게! 더 효과적으로! 도수치료가 가능합니다.

• RET RF – 모노폴라 (MFR도자 및 원형도자)



• 모노폴라 VS 바이폴라



• RET RF – 바이폴라, 멀티폴라

• LF 전기도수치료

