

제 품 사 양 서

품 명	저주파자극기	모델명	BM-420 / BM-420P
		제조국	대 한 민 국

특 징 - 품목허가번호 : 제허14-546호 - 분류번호 : A16010.01(2) - 개요 : 본 기기는 피부 표면에 부착한 전극을 이용하여 저주파전류를 가하는 저주파자극기로 발진부, 출력조절부, 증폭부, 타이머, 지시부, 전원부, 안전장치 및 자극도자로 구성되어 있으며, 좌/우측 별개의 출력단자가 있어 2인 동시 자극이 가능합니다. - 특징 : 1. 흡입모드를 이용하여 연속 또는 간헐적 흡인모드를 설정할 수 있으며 압력조절밸브를 이용하여 적절한 흡인력을 설정할 수 있습니다. 2. 흡입도자와 패드도자(별도구매)를 사용하여 여러 부위별 사용이 편리합니다. 3. 6개의 자동프로그램으로 다양한 자극주파수 범위를 설정하여 치료할 수 있습니다. 4. 2명의 환자를 각기 다른 자극으로 동시에 치료 가능합니다. 5. 작동 중 타이머 조정이 가능합니다. 6. 안전장치 ① 20초 이상 출력볼륨 작동 안할 시, 홀드상태로 유지. ② 360도 회전가능한 조그셔틀 볼륨을 사용하여 원위치 시키지 않아도 끝나는 부분에서 '0'스타트 가능.	BM-420  BM-420P 
사 양 - 치수 : 본체 445 × 360 × 250 (단위 : mm) - 본체 중량 : 11Kg - 정격 전원 : 입력 AC 220V, 50/60Hz - 전기 충격에 대한 보호 형식 및 정도 : 1급 기기 , BF형 장착부 - 소비 전력 : 120VA - 최대 출력 전류 : 33mA (300Hz , 50 0Ω 부하시) - 최대 출력 전압 : 136VP-p (500Ω 부하시) - 출력 주파수 : 3~300Hz - 최대 흡인력 : 240mmHg - 설정 시간 : 최대 30분 - 6개의 자동 자극 프로그램 ☐ 모드 1 : 3 ~ 30Hz 주파수 변화 ☐ 모드 2 : 3 ~ 50Hz 주파수 변화 ☐ 모드 3 : 3 ~ 100Hz 주파수 변화 ☐ 모드 4 : 3 ~ 200Hz 주파수 변화 ☐ 모드 5 : 50 ~ 150Hz 주파수 변화 ☐ 모드 6 : 100 ~ 300Hz 주파수 변화	
구 성	BM-420 - 본체 1set , 석션도자: 2조(컵2조,케이블2조), 스폰지:2조, 전원선:1개, 매뉴얼:1부 BM-420P - 본체 1set, 패드도자 4조 (패드8+케이블4), 전원선:1개, 매뉴얼:1부