

# 제 품 사 양 서

품 명	의료용저온기	모델명	CRYO ONE (크라이오 원)
		제조국	대한민국

<p><b>개 요</b></p> <p>- 환부를 낮은 온도로 유지하여 통증의 완화, 부종의 경감 등에 사용하는 기기이다.</p> <p><b>특 징</b></p> <p style="text-align: center;">&lt;극저온신경자극치료&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 50 bar의 고압, -78°C의 극저온의 액화 CO<sub>2</sub>를 환부에 분사 → 피부 온도 3°C~4°C로 급격한 온도 하강 → "열 충격(Thermal Shock)" → 피부신경수용체에 고강도 반응 유발 → 대뇌로 경계신호 → 자율신경반사시스템 즉각 반응 → 자가치유 기능으로 각종 통증질환 등의 병변을 치료하는 원리</li> <li>▶ 사용자 편리성 극대화 : 대형 GUI (10.4" 터치 LCD 방식)</li> </ul> <p><b>사 양</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치 수             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 본체 : 350 x 380 x 1,166(H)mm</li> <li>(2) 핸드피스 : 180 x 35 x 70(H)mm</li> <li>(2) 핸드피스 연결 호스 : 1,650mm</li> </ul> </li> <li>- 중량             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 본체 : 17Kg</li> <li>(2) 20리터 CO<sub>2</sub> 용기 : 약27Kg (액화 CO<sub>2</sub> 완충時 : 약40Kg)</li> </ul> </li> <li>- 성 능             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)정격전압 / 주파수 : AC220V / 60Hz</li> <li>(2) 소비전력 : 50VA</li> </ul> </li> <li>- 조작 방법 Touch LCD (10.4" TFT)</li> </ul>	 
<p><b>구 성</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본체 1세트</li> <li>• 전원케이블 1ea</li> <li>• 사용자매뉴얼 1부</li> <li>• 가스용기 배관 탈부착용 스페너 1ea</li> </ul>	