

제 품 사 양 서

품 명	고주파 치료기	모델명	DH-5000
		제조국	대 한 민 국

특 징

- 고주파 자극기의 원리

인체 내에 고주파수의 전기에너지가 가해지면 전류의 방향이 바뀔 때마다 조직을 구성하는 분자들이 진동하면서 서로 마찰하게 되어 뒤틀림, 회전·충돌 운동에 의해 생체 열에너지(심부열)로 변환되어 조직의 온도를 상승시켜 세포의 기능을 증진시키며, 감각 신경 및 운동신경을 자극하지 않고 신체조직 안의 특정부위를 가열시킬 수 있다.

- * 바디 플레이트 없이 4극 도자 사용
- * 심부열전도의 안정감 제공
- * 부드러운 느낌의 정교함
- * 간편한 디스플레이 채택



사 양

치 수	400×300×150 [mm]
중 량	6.6kg
정격 전압	AC 220[V]
정격 주파수	50~60[Hz], 50/60[Hz]
소비전력	100[VA]
사용(중심)주파수	구동주파수:1[Mhz]±10[%]

구 성

1. 본체 : 1 SET
2. 핸들 (일자형 1, ㄱ자형 1) : 2 SET
3. 카트 : 1 SET