



330
H+ HIPER

All Rights reserved, JS-REV-EN-001

경기도 안양시 동안구 시민대로 401 (관양동), 1208호
031-423-1050 031-421-4258
www.js-on.co.kr

JS-ON
The Quality of Life


JS-ON
The Quality of Life

Improve your body's condition and functioning



330
H+ HIPER
Wave Energy Therapeutic Device for pain relief

New deep heat therapy using wave energy



인체의 각 부위(손, 발, 어깨 등)는 수분, 근육, 지방 등의 밀도가 매우 다르며 이에 따라 인체의 저항값 또한 매우 다릅니다. HIPER-330은 자체 연구팀이 개발한 최신 기술을 적용한 특수 모듈을 사용하여 인체저항에 따라 주파수 및 출력이 스스로 조정될 수 있습니다. 이로 인해 각 부위의 급성/만성통증, 근골격계 외상 등에 알맞는 최적의 심부열을 발생시켜 탁월한 치료효과를 제공할 수 있습니다.

파동 에너지로 인한 심부열 치료는 항염증 작용과 부종의 크기를 줄여줌으로써 비정상 조직의 회복을 유도할 수 있기 때문에 통증 치료에 최적의 방법이 될 수 있습니다.

HIPER-330의 핵심 기술은 파동 에너지를 통증 부위 내에 효과적으로 전달하여 인체 내 깊은 곳에서도 최적의 심부열을 내는 것에 맞춰져 있습니다.



Specification

무게	11kg	전압	AC 220~240V, 50/60Hz
크기	220mm(H) × 440mm(W) × 330mm(D)	최대출력	28.8W ± 20%
주파수	4.4MHz ± 30%	소비전력	150~230 VA

Superior technology and multiple experiments for optimal therapeutic effect and stability



HIPER-330의 CRET 기술은 활성 전극도자와 비활성 전극도자 모두 특수 재질로 코팅이 되어 있어 기존의 문제점(화상, 찌릿함 등) 발생 가능성을 최소화할 수 있습니다.



혁신적인 CRET 기술은 기존 고주파 장비들의 장점은 부각시키고 단점은 보완한 융복합 기술로 여러 치료 분야에서 사용될 수 있습니다. 이러한 신기술은 인체 내의 심부열이 치료 후에도 오래 지속되어 환자의 통증 완화에 큰 만족도를 가져올 수 있으며, 인체 내 통증 부위를 인체 저항에 따라 자동 가변 주파수를 출력함으로써 정교한 치료가 될 수 있습니다.