



(주)한일메디피아  
HANIL MEDIPIA CO., LTD.

## 제 품 사 양 서

|       |                                                                                                                                  |                    |                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 제 품 명 | TODAK+ (진동마사지기, IN-T10)                                                                                                          |                    |  |
| 제 조 사 | (주)영인바이오텍                                                                                                                        |                    |                                                                                      |
| 제 조 국 | 대한민국                                                                                                                             |                    |                                                                                      |
| 제품구성  | 구성품명                                                                                                                             | 수량                 |                                                                                      |
|       | ▶ 본체<br>▶ AC 아답터<br>▶ 어플리케이터 (A~G)<br>▶ Stand                                                                                    | 1<br>1<br>각 1<br>1 |                                                                                      |
| 제품사양  | 1) 전원전압 : DC 24 V<br>2) 소비전력 : 150 W<br>3) 최대 회전수 (RPM) : 4200 RPM<br>4) 규격(mm) : (W)425.4 * (D)486.3 * (H)1050<br>5) 무게 : 21 kg |                    |                                                                                      |
| 제품특성  | ▶ Start / Stop 버튼으로 안전한 사용환경 제공<br>▶ JOG Dial 적용으로 쉽고 간단하게 사용<br>▶ 통증 부위에 따라 다양한 어플리케이터 교체 사용<br>▶ 핸드피스의 바이브레이션과 동시에 LIGHT 기능    |                    |                                                                                      |
| 기 타   | ▶ KC 인증번호 : R-REM-YIH-IN-T10                                                                                                     |                    |                                                                                      |
| 용 도   | ▶ 병원, 의원, 한의원등의 물리치료실                                                                                                            |                    |                                                                                      |