

제품 특징



배터리 충전, 무선 사용
배터리를 충전하는 방식으로, 콘센트가 없는 곳에서도 언제 어디서든 사용할 수 있습니다.



음성 안내
사용 중인 상태를 음성으로 알려줍니다.



간편한 사용
화면을 터치하거나 다이얼을 돌려 손쉽게 사용할 수 있습니다.



잘 통하는 전극 패치
전극 패치는 전도성이 우수한 카본(Carbon) 필름으로 제작되어 자극이 잘 전달됩니다.



페인케어 전용 가방
페인 케어 전용 가방에 모두 넣어 보관하고 이동할 수 있습니다.



자동 출력 증가 기능
• 자극은 일정하게 지속되면 무더질 수 있습니다.
• 설정한 시간마다 출력이 증가하여 지속적으로 자극을 느낄 수 있습니다.



안전한 전기적 치료
마약성 약물이나 주사제의 부작용없이 비침습적으로 통증을 완화시켜 줍니다.



비수술 치료
신경계 질환의 효과적인 통증완화 방법으로 반복적인 시술에도 안정성이 높습니다.

PAIN CARE


Neuro Science Technology

디지털 시대의 비침습적
통증완화 의료기기
페인케어

Specification

품목명	경피성 통증완화 전기자극장치
등급	2등급 의료기기 인증
인증처	한국의료기기안전정보원 (식약처 산하 2등급 의료기기 인증 기관)
정격 및 소비전력	5V dc, 1A, 5VA (배터리충전)
본체 크기(mm)	168(W) × 163(D) × 45(H)
중량	500g

※ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 13485:2016



(08390) 서울특별시 구로구 디지털로 32길 30, 714호 (구로동, 코오롱 디지털타워빌란트)
TEL: 02-868-4777 | FAX: 02-868-4778 | www.mediver.co.kr





Ministry of Food and Drug Safety



* 본 자료는 사내 교육용입니다.

페인케어는 '단순 마사지'가 아닙니다!

페인케어는 '무통증 신호'를 전극 패치를 통해 자극을 전달하여, 통증을 완화시키는 통증완화 의료기기입니다.
'무통증 신호요법'은 최첨단 뉴로사이언스 의료기술로 유럽에서 개발되어 미국 의료협회에서 새로운 의료기술로 인증 받아 세계 주요 대학병원과 통증센터에서 사용하고 있습니다.




건강보험심사평가원 비급여 항목

분류번호	코드	비고
소-12	MZ012	비침습적 무통증 신호요법 ※ 기존 통증치료로 관리되지 않는 만성 통증, 암성 통증 및 난치성 통증 환자에게 실시한 경우 산정한다.

페인케어는 건강보험심사평가원으로부터 "비침습적 무통증 신호요법(Scrambler Therapy)" 행위 비급여대상으로 확인받았습니다.
따라서, 페인블록(Pain Block) 등의 장비들과 동일하게 만성통증, 암성통증, 난치성 통증 환자에게 실시한 경우 산정할 수 있습니다.




'통증완화' 가능한 종류



만성통증, 난치성 통증, 암성통증, 수술후 및 외상 후 급성통증, 급성통증, 신경병증통증, 근육통 등의 통증완화

1 감각+통각신경 전달



2 페인케어 '통증완화' 원리

